



## PUNTALI THD FUSION FLEX 6"

### THD 14-1036 FUSION FLEX 6" BALL 3MM

#### REF 8002216



Il puntale Smoke-Evac Fusion Flexible 6" 3mm Ball è utilizzata per chiudere vasi sanguigni durante una procedura chirurgica attraverso coagulazione elettro-termica. Questa punta è anche utilizzata per il trattamento della displasia anale durante anoscopia ad alta risoluzione (HRA). Questa punta flessibile permette all'utilizzatore di raggiungere un numero di angoli virtualmente infinito durante il trattamento. Il fumo dannoso sarà aspirato dalla punta dell'elettrodo. Se si accumulano residui di tessuti bruciati, si pulisca con una garza inumidita. Questo puntale va utilizzato con lo Smoke-Evac Fusion Hand Piece (800206) o un tubing kit dedicato (800212). Per migliori risultati utilizzare con THD Light-Scope Procto HRA (800191) e piegare il puntale a circa 2cm dal manipolo all'angolo desiderato. Attivare sempre lo smoke-evacuator durante il trattamento per assicurarsi il massimo della visibilità e della sicurezza.

### THD 14-1066 FLEX 6" BLADE

#### REF 800219



Lo Smoke-Evac Fusion Flexible 6" Blade è un puntale ricoperto di Teflon, con lama in acciaio inossidabile, utilizzato per l'ablazione delle lesioni durante anoscopia ad alta risoluzione (HRA) e per trattamenti che utilizzano folgorazione elettro-chirurgica. La punta flessibile permette all'utilizzatore di raggiungere angoli di trattamento virtualmente infiniti. Il fumo chirurgico potenzialmente dannoso viene aspirato dalla punta dell'elettrodo. Se si accumulano residui di tessuti bruciati, si pulisca con una garza inumidita. Questo puntale deve essere utilizzato con Smoke-Evac Fusion Hand Piece (800206) o un tubing kit dedicato (800212). Per migliori risultati, Utilizzare con THD Light-Scope Procto HRA (800191) e piegare il puntale a circa 2cm dal manipolo all'angolo desiderato. Attivare sempre lo



smoke-evacuator durante il trattamento per assicurarsi il massimo della visibilità e della sicurezza.

### **THD 14-1046 FUSION FLEX 6" BALL 5MM REF 800217**

Il puntale Smoke-Evac Fusion Flexible 6" 5mm Ball è utilizzata per chiudere vasi sanguigni di maggiori dimensioni durante una procedura chirurgica attraverso coagulazione elettro-termica. Questo puntale flessibile può essere utilizzato per il trattamento di casi più estesi di displasia anale durante anoscopia ad alta risoluzione (HRA). La punta flessibile permette agli utilizzatori di raggiungere angoli di trattamento virtualmente infiniti. Il fumo chirurgico potenzialmente dannoso viene aspirato dalla punta dell'elettrodo. Se si accumulano residui di tessuti bruciati, si pulisca con una garza inumidita. Questo puntale deve essere utilizzato con Smoke-Evac Fusion Hand Piece (800206) o un tubing kit dedicato (800212). Per migliori risultati, Utilizzare con THD Light-Scope Procto HRA (800191) e piegare il puntale a circa 2cm dal manipolo all'angolo desiderato. Attivare sempre lo smoke-evacuator durante il trattamento per assicurarsi il massimo della visibilità e della sicurezza.



### **THD 14-1045T FUSION FLEX 6" SUCT COAG TIP REF 800220**

Lo Smoke-Evac Fusion 6" Flexible Suction Coag Tip è un puntale ricoperto di Teflon utilizzato per l'aspirazione di fumo e liquidi mentre vengono chiusi vasi sanguigni permettendo una emostasi più veloce. Questa punta flessibile permette agli utilizzatori di raggiungere angoli di trattamento virtualmente infiniti. Il fumo chirurgico potenzialmente dannoso viene aspirato dalla punta dell'elettrodo. Se si utilizza un generatore elettro-chirurgico, questo puntale deve essere usato con il manipolo Smoke-Evac Fusion Hand Piece (800206) e il Tissue Catch Tubing Kit (800208). Consigliato l'uso con THD Light-Scope Procto HRA (800191).



**THD 14-1056 FUSION FLEX 6" NEEDLE TIP  
REF 800218**

Lo Smoke-Evac Fusion Flexible 6" Needle Tip è utilizzato per la rimozione dei condilomi durante procedure in anoscopia ad alta risoluzione (HRA). La punta sottile permette il taglio dei tessuti anche durante l'utilizzo con High Frequency Dessicator (800231). Questa punta flessibile permette agli utilizzatori di raggiungere angoli di trattamento virtualmente infiniti. Il fumo chirurgico potenzialmente dannoso viene aspirato dalla punta dell'elettrodo. Se si accumulano residui di tessuti bruciati, si pulisca con una garza inumidita. Questo puntale deve essere usato con il manipolo Smoke-Evac Fusion Hand Piece (800206) o un tubing kit dedicato (800212). Per migliori risultati, Utilizzare con THD Light-Scope Procto HRA (800191) e piegare il puntale a circa 2cm dal manipolo all'angolo desiderato. Attivare sempre lo smoke-evacuator durante il trattamento per assicurarsi il massimo della visibilità e della sicurezza.

PUNTALI THD FUSION FLEX 6"		
Q.tà	Codice	Denominazione
1	800216	THD 14-1036 FUSION FLEX 6" BALL 3MM
1	800219	THD 14-1066 FLEX 6" BLADE
1	800217	THD 14-1046 FUSION FLEX 6" BALL 5MM
1	800220	THD 14-1045T FUSION FLEX 6" SUCT COAG TIP
1	800218	THD 14-1056 FUSION FLEX 6" NEEDLE TIP

DISPOSITIVI COLLEGATI		
Q.tà	Codice	Denominazione
1	800181	THD SMOKE EVACUATOR SE02-220
1	800231	THD DERM A942 HIGH FREQ.
1	800182	THD A1250 ESU (ELECTRIC SURGICAL UNIT)



Scheda Tecnica

REF 800216    REF 800218  
REF 800219    REF 800224  
REF 800217    REF 800222  
REF 800220    REF 800223

IT

## PUNTALI THD FUSION 2"

### THD 14-1022 FUSION 2" BALL 5MM REF 800224



Il puntale Smoke-Evac Fusion 2" 5mm Ball Tip è utilizzato per chiudere vasi sanguigni di grandi dimensioni nei trattamenti perineali tramite coagulazione elettro-termica. Questo puntale può essere usato per il trattamenti di casi più estesi di displasia perineale quando è presente molto sangue durante anoscopia ad alta risoluzione (HRA). Il fumo chirurgico potenzialmente dannoso viene aspirato dalla punta dell'elettrodo. Se si accumulano residui di tessuti bruciati, si pulisca con una garza inumidita. Questo puntale deve essere utilizzato con Smoke-Evac Fusion Hand Piece (800206) o un tubing kit dedicato (800212).

### THD 14-1002PA FUSION 2" PLASTIC BLADE REF 800222



Lo Smoke-Evac Fusion 2" Plastic Blade è un puntale ricoperto di Teflon con lama in acciaio inox, utilizzato per l'ablazione delle lesioni perineali nei casi di anoscopia ad alta risoluzione (HRA) che usano folgorazione elettro-termica. Se si accumulano residui di tessuti bruciati, si pulisca con una garza inumidita. Questo puntale deve essere utilizzato con Smoke-Evac Fusion Hand Piece (800206) o un tubing kit dedicato (800212).

**THD 14-1012 FUSION 2'' NEEDLE TIP  
REF 800223**

Il puntale Smoke-Evac Fusion 2'' Needle Tip è utilizzato per la rimozione di condilomi esterni in casi di anosopia in alta risoluzione (HRA). La punta sottile permette il taglio del tessuto anche attraverso l'utilizzo di High Frequency Dessicator (800231). Se si accumulano residui di tessuti bruciati, si pulisca con una garza inumidita. Questo puntale deve essere utilizzato con Smoke-Evac Fusion Hand Piece (800206) o un tubing kit dedicato (800212).

PUNTALI THD FUSION 2''		
Q.tà	Codice	Denominazione
1	800224	THD 14-1022 FUSION 2'' BALL 5MM
1	800222	THD 14-1002PA FUSION 2'' PLASTIC BLADE
1	800223	THD 14-1012 FUSION 2'' NEEDLE TIP

DISPOSITIVI COLLEGATI		
Q.tà	Codice	Denominazione
1	800181	THD SMOKE EVACUATOR SE02-220
1	800231	THD DERM A942 HIGH FREQ.
1	800182	THD A1250 ESU (ELECTRIC SURGICAL UNIT)