

ANELLI ELASTICI PER LEGATURA ELASTICA DELLE EMORROIDI

Ref. 800091



Gli anelli per legatura sono dispositivi medici da utilizzare per il trattamento della patologia emorroidaria. Gli anelli elastici sono latex free.

Gli anelli devono essere utilizzati con dispositivi medici espressamente progettati per il trattamento per legatura elastica delle emorroidi.

CARATTERISTICHE

- Conforme alla Direttiva 93/42/EEC sui dispositivi medici
- LATEX FREE

Dimensioni: Øint:2mm ; Øest: 4.5mm ; spessore: 1.4mm

Contenuto della confezione: 100 pz.



THD S.p.A.— via Industria, 1 42015— Correggio (RE) - Italy
Tel: 0522 634311 Fax: 0522 693552 email:sales@thdlab.com
www.thdlab.com