




# THD LIGHTSCOPE RETTOSCOPIO LED



## Utilizzo

Il rettoscopio THD LightScope è un dispositivo medico MONOUSO indicato per l'analisi del canale ano-rettale e della regione distale del sigma.

## Descrizione Generale

Il rettoscopio THD LightScope LED combina in unico dispositivo monouso una lente di ingrandimento ed una potente fonte

luminosa integrata a LED, per avere una visione chiara e dettagliata della zona di ispezione.

Il rettoscopio THD LightScope LED è pronto all'uso ed è disponibile anche con la pompa di insufflaggio inclusa nella confezione di vendita.

## Caratteristiche

- Realizzato in Policarbonato di grado medicale
- Conforme ai requisiti di biocompatibilità stabiliti dalla ISO 10993
- **Autoilluminante con luce stabilmente integrata nel dispositivo**
- Lente con ingrandimento 4x
- Disponibile in due lunghezze (200 mm e 250 mm)
- Disponibile anche con insufflatore monouso
- Pronto all'uso
- Leggero (55 g)
- Dispositivo CE di classe I
- Confezionato singolarmente
- Latex Free

## Vantaggi



## Scheda Tecnica

REF. 800097

REF. 800098

REF. 800099

REF. 800100

IT

- Non richiede una fonte luminosa aggiuntiva
- Non richiede preparazione prima dell'uso
- Elimina il rischio di contaminazione incrociata

Caratteristiche dimensionali		
THD LIGHTSCOPE RETTOSCOPIO LED		
	<b>Mini</b>	<b>Maxi</b>
Lunghezza operativa (A)	200 mm	250 mm
Diametro esterno (B)	23 mm	23 mm
Lume interno (C)	15 mm	15 mm
Lunghezza totale (D)	225 mm	275 mm

THD LightScope Rettoscopio LED				
Cod.	Q.tà	Trade Name	N° RDM	EMDN
800097	25	THD LS MAXI-RECTO (LED NS)	2213688	G02060302
800098	10	THD LS MINI-RECTO (LED NS)	2213692	G02060302
800099	10	THD LS MAXI-RECTO (LED INS/NS)	2213689	G02060302
	25		2213689	G02060302
	50		2213689	G02060302
800100	25	THD LS MINI-RECTO (LED INS/NS)	2213693	G02060302

THD S.p.A. Via Industria, 1 42015 Correggio (RE), Italy – Tel +39 0522 634311 Fax +39 0522 634371 – www.thdlab.com

Administrative Offices Via per Carpi 26/b, 42016 Correggio (RE), Italy  
Reg. Imp., Cod. Fisc. & VAT IT02111430357 – Capitale Sociale € 4.000.000,00 I.V.

THD360126\_IT\_Rev06\_20240223\_THD\_Lightscope\_Retto\_LED\_NS