




# THD SURGY MINI MONOUSO

## Utilizzo

L'anoscopio THD SURGY è un dispositivo medico MONOUSO indicato per l'analisi e gli interventi sul canale anorettale.



## Descrizione Generale

La sua forma appositamente studiata permette un facile accesso nella cavità anale e un graduale rilascio della mucosa, senza provocare traumi allo sfintere.

L'ampia finestratura e la perfetta trasparenza permettono un'ottimale visibilità del campo operatorio.

THD Surgy è costruito in materiale plastico di grado medico infrangibile.


L'anoscopio THD Surgy Mini è predisposto per il collegamento ad un illuminatore, tramite l'apposito puntale sagomato a fibre ottiche

## Caratteristiche

- Realizzato in Policarbonato di grado medicale
- Conforme ai requisiti di biocompatibilità stabiliti dalla ISO 10993
- Utilizzabile con fibra ottica curva THD
- Profilo inserimento atraumatico
- Estremamente compatto
- Pronto all'uso
- Leggero (40 g)
- Dispositivo CE di Classe I
- Confezionato singolarmente
- Latex Free

**Vantaggi:**

- non richiede una preparazione prima dell'uso
- elimina il rischio di contaminazione incrociata
- ingombro ridotto, facilità di manovra
- mini-invasivo, atraumatico



Surgy mini		
C	Lume interno	23 mm
B	Larghezza laterale	26 mm
A	Larghezza trasversale	23 mm
LF	Lunghezza dispositivo	122 mm
Cx(LF-L)	Finestra operatoria	23x85 mm

THD Surgy Mini					
Cod.	Q.tà	Trade Name	Denominazione	N° RDM	CND
800044	10	THD SURGY MINI (NS)	THD Surgy Mini	425473	G02060301