




THD LIGHTSCOPE ANOSCOPIO STERILE



Utilizzo

L'anoscopio THD LightScope è un dispositivo medico MONOUSO e STERILE indicato per l'analisi del canale anale.

Descrizione Generale

L'anoscopio THD LightScope può essere utilizzato con lo specifico puntale a fibre ottiche THD Ref. 880004/880012.

L'Anoscopio THD LightScope è specificatamente progettato per l'uso con il puntale a fibre ottiche THD ed integra un terminale opaco per riflettere la luce ed avere una visione chiara e dettagliata della

zona di ispezione.

Disponibile con estremità tronca o a becco di flauto.

Caratteristiche

- Realizzato in Policarbonato di grado medicale
- Conforme ai requisiti di biocompatibilità stabiliti dalla ISO 10993
- Fornito di apposito introduttore
- Disponibile con 2 diverse estremità (tronco o becco di flauto)
- Pronto all'uso
- Leggero (40 g)
- Dispositivo CE di classe Is
- Confezionato singolarmente
- Latex Free
- Sterilizzato a Ossido di Etilene



Vantaggi

- Illuminazione efficace
- Compatibile con il puntale THD (Ref. 880004/880012)
- Dispositivo sterile

Caratteristiche dimensionali	
THD LIGHTSCOPE ANOSCOPIO STERILE	
Diametro (B)	25 mm
Lunghezza (A)	70 mm

THD LightScope Anoscopio Sterile				
TRONCO			FLAUTO	
Cod.	Q.tà	Denominazione	N° RDM	CND
800115 - 10	10	THD LightScope Anoscopio Tronco Sterile	486170	G02060301
800114 - 10	10	THD LightScope Anoscopio Flauto Sterile	486168	G02060301