





THD SLIDE FAST

THD SLIDE	THD BLOCK	THD SUTURE	THD DOPPLER PROBE
			

Utilizzo

THD Slide Fast è un kit specificatamente disegnato per un utilizzo immediato con il dearterializzatore THD Revolution.

Descrizione Generale

THD Slide è un anoscopio/proctoscopio appositamente progettato per un miglior utilizzo della procedura THD nel trattamento dei gradi più alti della patologia emorroidaria. La particolare forma dell'anoscopio/proctoscopio Slide, con la presenza di un carrello estraibile rende possibile realizzare legatura e risoluzione del prolasso con un solo strumento, causando quindi un minor disagio al paziente e velocizzando la procedura. L'anoscopio/proctoscopio THD Slide è realizzato in materiale plastico medico trasparente, per permettere, insieme all'utilizzo di un puntale a fibre ottiche appositamente sagomato, un'illuminazione perfetta del campo operatorio. L'anoscopio/proctoscopio specifico THD Slide è appositamente progettato per dare la giusta tensione alla cavità anale durante l'intervento e ha un apposito alloggiamento per il porta ago THD. La sonda doppler fornita si inserisce all'interno dell'anoscopio/proctoscopio ed è a diretto contatto con la mucosa per una precisa identificazione delle arterie emorroidarie.

Il box di THD Slide Fast comprende:

- 10 kit THD Slide monouso in blister sterile, per un immediato utilizzo
- 2 sonde doppler riutilizzabili da 5 utilizzi in scatola
- 10 confezioni di THD Suture (6 suture cadauna): suture chirurgiche riassorbibili; (2-0) ago 5/8 – 26,5 mm
- 10 confezioni di THD Block (3 suture cadauna): suture chirurgiche riassorbibili con sistema autobloccante, unidirezionale con sistema di arresto finale; (2-0) ago 1/2 cerchio – 30 mm
- 10 tamponi anali emostatici Spon Anal



Caratteristiche dimensionali	
THD SLIDE	
Dimensione interna	27x19 mm
Dimensione esterna	33x23 mm
Lunghezza operatoria	100 mm
Finestra operativa (Variabile)	30x10 mm minima
Lunghezza totale	172 mm
Lunghezza manico	105 mm

THD Slide Fast						
REF	Q.tà	Descrizione	Classe di rischio	N°RDM	CND	
800281-10	10	THD Slide Fast		144080* 144081**	Z12020604	
<i>include</i>	710004	10	THD Slide (sterile)	Ila	2557087	Z12020604
<i>include</i>	800056	2	Sonda Doppler per 5 utilizzi	Ila	2558123	Z12059005
<i>include</i>	800050	10	Scrofolon Anal (sterili)	III	56237	M040503
<i>include</i>	880059	10	THD Block (3 suture - sterili)	III	1169775	H010101010301
<i>include</i>	880000	10	Confezione di suture (6 suture - sterili)	III	2333893*	H010101020101
<i>o</i>						
<i>include</i>	880000	10	Confezione di suture (6 suture - sterili)	III	841228**	H010101020101

*KIT including Truglyde sutures

**KIT including Assufile sutures

Dispositivi associati		
REF	Qtà	Descrizione
800133	1	THD REVOLUTION