



CARRELLO PER THD REVOLUTION



Utilizzo

Il carrello è predisposto per accogliere in modo sicuro il dispositivo THD Revolution (unità di dearterializzazione doppler) durante la normale procedura chirurgica o il suo immagazzinamento.

Descrizione Generale

Il carrello aggiunge un'incredibile mobilità al THD Revolution, così da evitare lo spostamento di altri apparecchiature della sala.

Il carrello è equipaggiato con una maniglia ergonomica ed un cestello.

Caratteristiche	
Dimensioni	Altezza: 1000 mm; Diametro di rotazione: 610 mm
Peso	13 kg

THD ROLLING CART		
Qty	Ref.	Description
1	880014	Carrello per THD Revolution