

THD SMOKE EVACUATOR SE02-220



Utilizzo

Il Bovie Smoke Shark II è un aspiratore di fumi dedicato alla riduzione del rischio nelle operazioni di chirurgia tramite elettrobisturi. Esso infatti rimuove fumo chirurgico potenzialmente dannoso dalla zona operatoria emettendo aria non contaminata, durante l'intervento.

Descrizione Generale

Il Bovie Smoke Shark II è un leggerissimo, silenzioso e compatto aspiratore di fumi che fornisce 3 differenti possibilità di connessione offrendo così massima flessibilità. Un indicatore di livello posto sul pannello anteriore permette un veloce controllo della durata residua del filtro. Lo Smoke Shark II offer anche pulsanti per la semplice regolazione dell'aspirazione, con indicatore LED per facilmente individuare le impostazioni correnti. Il pedale incluso rende semplice l'attivazione "senza mani". Per risultati ancora migliori utilizzare in concomitanza con Smoke-Evac Fusion Hand Piece (800206).

Dati Tecnici	
Altezza	15.2 cm
Larghezza	27.9 cm
Profondità	39.4 cm
Peso	4.3 kgs
Corrente di alimentazione	240 VAC
Frequenza di alimentazione	50-60 Hz
Livello di rumore	≥ 55 dBA

THD SMOKE EVACUATOR SE02-220: ACCESSORI



THD SF35 HR REPLACEMENT FILTER REF. 800200

Il 35 Hr Replacement Filter è un filtro a 4-stadi progettato per filtrare aerosol, particolato e micro-organismi da 0.1-0.2 micron con un'efficienza del 99,99%. Un filtro a carbone assicura la rimozione ed assorbimento di odori e gas tossici. Il design che prevede 3 connessioni differenti si adatta ad una varietà di tubi di varie dimensioni. Il dispositivo è venduto separatamente.



THD SERS 2 REMOTE ACTIVATOR EZLINK REF. 800200

Il EZLINK Remote Activator permette l'attivazione automatic dello Smoke Shark II quando connesso con l'Electrosurgical Unit (800182) o con l'High Frequency Desiccator (800231). Può essere impostato un ritardo da 0 a 10 dopo la disattivazione dello strumento elettro-chirurgico per essere certi di catturare la scia dei fumi residui. Il dispositivo è venduto separatamente.

THD SMOKE EVACUATOR SE02-220		
Q.tà	Codice	Descrizione
1	800181	THD SMOKE EVACUATOR SE02-220
1	800200	THD SF35 HR REPLACEMENT FILTER
1	800201	THD SERS 2 REMOTE ACTIVATOR EZLINK