

## THD A1250 ESU (ELECTRIC SURGICAL UNIT)



### Utilizzo

L'A1250 Electro-surgical Unit è un dispositivo multiscopo per procedure chirurgiche monopolari e bipolari.

### Descrizione Generale

L'A1250 Electro-surgical Unit è la soluzione elettrochirurgica per sale operatorie e centri chirurgici. Questa unità elettro-chirurgica dispone di 5 comuni uscite di energia che arrivano a 120 watt di Potenza: Taglio, Piega, Coagulazione, Folgorazione e Standard Bipolare.

Dati Tecnici	
Altezza	15.2 cm
Larghezza	26 cm
Profondità	30.5 cm
Peso	< 4Kg
Tensione Alimentazione	100-240 VAC
Frequenza Alimentazione	50-60 Hz
Frequenza di uscita	350-600 kHz



## THD A1250 ESU: ACCESSORI

### THD 14-2000 SMOKE EVAC FUSION

#### REF 800206

Lo Smoke-Evac Fusion Hand Piece è una penna per elettrochirurgia con canale di aspirazione dei fumi integrato. Il manipo è provvisto di due pulsanti: Taglio (Giallo) e Coagulazione (Blu). Il dispositivo è pensato per l'utilizzo con Smoke-Evac Fusion Probes per fornire un ambiente chirurgico libero dai fumi dannosi.



### THD A1252C REUSABLE GROUNDING

#### REF 800205

Il Reusable Grounding Cable – ESU è utilizzato in concomitanza con i Disposable Grounding Pads – ESU (800204) per assicurare una procedura elettrochirurgica priva di rischi. Il monitoraggio di neutralità dell'elettrodo fornito da Bovie (NEM) accresce la sicurezza per il paziente controllando in modo automatico che il cavo o il pad siano correttamente connessi. Il dispositivo è stato testato per 100 utilizzi. Il dispositivo è venduto separatamente.



### THD GBS-DM1040A DIS GROUNDING

#### REF 800204

Il Disposable Grounding Pad – ESU viene utilizzato con il Reusable Grounding Cable – ESU (800205) per fornire una procedura elettrochirurgica priva di rischi. Questo pad di collegamento a terra è provvisto di un adesivo con gel per la corretta connessione al paziente e minimizza, quando correttamente applicato, la possibilità di shock elettrico o di bruciatura. Il dispositivo è venduto separatamente.



**THD 14-4014 SMOKE EVAC FUSION****REF 800207**

Lo Smoke-Evac Fusion Suction Tubing Kit è un tubo della lunghezza di 2.5 metri con connettori di suzione ad ogni capo. I connettori sono progettati per accoppiarsi con terminale maschio da 8-10mm. Il Tubing kit è volto all'aspirazione di gas e aerosol provenienti da elettrochirurgia. Non è predisposto all'utilizzo con liquidi. Utilizzare il tubing kit in concomitanza con Smoke-Evac Fusion Hand Piece (800206) e con Smoke-Evac Fusion Probes per un campo operatorio privo di fumi. Il dispositivo è venduto separatamente.

**THD 14-4015 SMOKE EVAC TUBING****REF 800208**

Lo Smoke-Evac Fusion Tissue Catch Tubing Kit è un tubo della lunghezza di 2.5 metri con connettori di suzione ad ogni capo. I connettori sono progettati per accoppiarsi con terminale maschio da 8-10mm. Il Tubing kit è dedicato all'aspirazione di aerosol, gas, e fluidi durante procedure elettrochirurgiche. Utilizzare in concomitanza con Smoke-Evac Fusion Hand Piece (800206) e con Smoke-Evac Fusion Probes per un campo operatorio libero da fumi e per un sistema di aspirazione dei fluidi integrato senza avviare lo Smoke-Evacuator Filter. Il dispositivo è venduto separatamente.

THD SMOKE EVACUATOR SE02-220		
Q.tà	Codice	Descrizione
1	800182	THD A1250 ESU (ELEC SURG UNIT)
1	800206	THD 14-2000 SMOKE EVAC FUSION
1	800205	THD A1252C REUSABLE GROUNDING
1	800204	THD GBS-DM1040A DIS GROUNDING
1	800207	THD 14-4014 SMOKE EVAC FUSION
1	800208	THD 14-4015 SMOKE EVAC TUBING