




THD LIGHTSCOPE ANOSKOP LED



Gebrauch

Das Anoskop THD LightScope LED ist ein Medizinprodukt für den EINMALGEBRAUCH, das für die Untersuchung des Analkanals geeignet ist.

Allgemeine Beschreibung

In dem Anoskop THD LightScope LED sind in einem einzigen Einmalgerät ein leichtes und praktisches Anoskop und eine integrierte LED-Lichtquelle für eine klare und detaillierte Sicht auf den untersuchten Bereich kombiniert.

Das Anoskop THD LightScope LED ist

gebrauchsbereit und benötigt keine weitere Ausrüstung für die Verwendung.

Erhältlich mit geradem oder mit abgeschrägtem Ende.

Eigenschaften

- Aus medizinischem Polycarbonat gefertigt
- Erfüllt die Anforderungen an Biokompatibilität gemäß ISO 10993
- Selbstleuchtend mit im Gerät eingebauter Lichtquelle
- Erhältlich mit 2 verschiedenen Enden (gerade oder abgeschrägt)
- Gebrauchsfertig
- Leicht (40 g)
- CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt der Klasse I
- Einzeln verpackt
- Latexfrei



Vorteile

- Benötigt keine zusätzliche Lichtquelle
- Benötigt keine Vorbereitung vor dem Gebrauch
- Beseitigt die Gefahr von Kreuzkontamination

Abmessungen	
THD LIGHTSCOPE ANOSKOP LED	
Durchmesser (B)	25 mm
Länge (A)	70 mm

THD LightScope Anoskop LED		
GERADES ENDE		ABGESCHRÄGTES ENDE
Artikelnr.	Anz.	Bezeichnung
800092 - 10	10	THD LightScope Ano Stumpf LED
800093 - 10	10	THD Light-Scope Ano Abgeschrägt LED

THD360129_DE_Rev00_20190424_THD_Lightscope_Ano_LED_NS.docx